

# LACTANA® BIO 1 – био мляко за кърмачета с 4 вида Бифидобактерии и ДНА\*

ОТ  
МОМЕНТА  
НА  
РАЖДАНЕТО

- Подходящо да задоволи специфичните хранителни потребности на новородени, в случаите, когато: те не са кърмени; след прекратяване на кърменето; за новородени, които се нуждаят от дохранване;
  - Съдържа **ДНА** (съобразно изискванията на законодателството) - Докозахексаенова киселина, която спада към групата на Омега-3 мастни киселини;
  - Съдържа 4 вида ценни Бифидобактерии;
  - Отговаря на най-високите изисквания по отношение на качеството съгласно най-съвременните научни познания в областта на храненето;
  - Произведено е в съответствие със стандартите на Европейския Регламент за биологичното производство. Използвано е пълноценно биологично мляко и други съставки от биологичен произход.
- След 6-тия месец, бихте могли да преминете към хранене с LACTANA® BIO 2, в случай че LACTANA® BIO 1 не удовлетворява вече хранителните нужди на Вашето бебе.

## Начин на приготвяне:

1. Пригответе прясно преварена вода и я оставете да се охлади до **40°C - 50°C**.
2. Стерилизирайте шишето и биберона непосредствено **преди** употребата. Налейте около половината от определеното количество вода в шишето.
3. Проверете точното количество мляко, което трябва да използвате, в Таблицата за хранителен план и количество. Изсипете сухото съдържание в шишето, като използвате мерителната лъжичка. Винаги изравнявайте пълните мерителни лъжички, но без да използвате остри предмети за това.
4. Затворете шишето и **разклатете силно**. Налейте останалата част от водата и разклатете силно още веднъж.
5. Оставете да изстине до температура, подходяща за пиене. **Важно: винаги проверявайте предварително температурата преди хранене.**



**Инструкции за приготвяне:** Винаги спазвайте инструкциите за приготвяне, съхранение и употреба много внимателно!

Неправилното приготвяне, съхранение и употреба на бешката храна може да навреди на Вашето бебе, като доведе до появата на нежелани микроорганизми. Винаги пригответе готовия разтвор непосредствено преди всяко хранене. Никога не използвайте повторно готов разтвор, останал от предишно хранене. Почистявайте основно всички части на шишето и биберона.

Използвайте съдържанието на отворения пакет в рамките на 14 дни.

Съхранявайте сухото съдържание на млякото в оригиналния пакет. Затваряйте добре вече отворения пакет и го съхранявайте на хладно и хигиенично място.

Винаги използвайте мерителната лъжичка към съответната кутия. Не нагрявайте мерителната лъжичка.

Не топлете готовия разтвор в микровълнова печка (поради опасност от претопляне)!

## Таблица за хранителен план и количество:

Възраст	Брой хранения на ден	Готов разтвор за едно хранене (ml)	Количество за едно хранене	
			Преварена вода (ml)	Брой мерителни лъжички
1-ва седмица*	5-7	70	60	2
2-ра - 4-та седмица	5-7	100	90	3
5-та - 8-ма седмица	4-5	170	150	5
3-ти + 4-ти месец	4-5	200	180	6
5-ти месец	3-4	230	210	7
от 6-ти месец	1-3	230	210	7

\* освен ако не е препоръчано друго от специалист

Посочените количества са само ориентировъчни - могат да варират индивидуално. Малки отклонения от тези стойности са безвредни за Вашето бебе.

1 изравнена мерителна лъжичка съдържа около 4,4 g сухо вещество от LACTANA® BIO 1.

Стандартна пропорция:

90 ml прясно преварена вода + 13,2 g сухо вещество (3 мерителни лъжички) = 100 ml готов разтвор от LACTANA® BIO 1.

**Важна информация:** Майчината кърма е най-ползвателна и незаменима храна за Вашето бебе! Майчината кърма осигурява всеки път необходимите хранителни вещества, от които се нуждае бебето за своето здравословно развитие.

**Консултирайте се първо с педиатър или друг квалифициран специалист, ако се налага да започнете да храните детето с мляко за кърмачета.**

Честият или продължителен зъбен контакт с храни или течности, които съдържат въглехидрати, може да причини сериозно увреждане на зъбите (кариес). Както всички млечни формули, LACTANA® BIO 1 съдържа въглехидрати (като лактоза например). Поради това, храненето от бутилка трябва да трае точно толкова, колкото е необходимо за нахранване на детето. Не позволявайте на детето да използва биберона като зальгалка или да го смуче продължително. Обръщайте редовно внимание върху денталната грижа.

Произведено в Германия от Töper GmbH, D-87463 Dietmannsried/Allgäu

Предварително пакетирани в оригинална затворена опаковка. Опаковано в защитна атмосфера. Нивото на напълване се обуславя от производствения процес. Съхранявайте на сухо и хладно място.



Най-добър до:  
Виж долната страна на кутията

Нетно количество:  
**600 g** - 2 пакета x 300 g

**Вносител:** „Ен Джей Партнърс“ ООД; гр. София, бул. „България“ 111Б, вх. Б, тел.: 02 / 8581329;

e-mail: office@njpartners-bg.com; www.njpartners-bg.com

**Дистрибутор:** „БЕБЕЛАН“ ООД; тел.: 02 / 9424635/636; e-mail: office@bebelan.bg